

Инструкция по применению:

Пластырь разогревающий Кетонал Термо®

### **Состав**

Железный порошок, вода, соль, активированный уголь.

### **Назначение**

Кетонал Термо®, разогревающий пластырь - эффективно расслабляет глубокие мышцы, принося облегчение при болях в спине и плечах.

- Действует до 10 часов;
- После вскрытия упаковки и удаления защитной пленки с пластыря происходит быстрое, в течение нескольких минут, его нагревание до температуры 45 °C (+/- 5 °C);
- Одноразовый пластырь;
- Только для наружного применения: наносится на кожу или на белье из чистого хлопка (если ощущаемая температура будет казаться слишком высокой);
- Средняя эффективная температура 45 +/- 5 °C.

### **Меры предосторожности**

Разогревающий пластырь Кетонал Термо® нельзя использовать:

- во время сна;
- лицам, которые не имеют возможности самостоятельно удалить пластырь, у людей с ограниченной подвижностью и у пожилых пациентов с нарушениями памяти и расстройствами ощущений. В этих случаях пластырь может применяться исключительно под контролем и в присутствии третьих лиц после консультации с врачом;
- на поврежденных, раздраженных участках кожи, на открытых ранах, или после инъекции, или после свежих повреждений и переломов;
- во время приема душа;
- если упаковка повреждена (порванная оболочка);
- если пластырь имеет механические повреждения.

Перед применением посоветуйтесь с врачом или фармацевтом в случае:

- воспаления суставов, диабета, нарушения кровообращения;
- посттромботического воспаления сосудов;
- беременности;
- остеопороза;
- расстройства ощущений;

- болезней кожи.

Если ощущается избыточное тепло в месте применения пластыря, немедленно удалите его для того, чтобы избежать раздражения и отечности кожи.

- Не прикладывать пластырь на шею, подмышечную область, паховую область.
- Женщинам не следует применять пластырь во время менструации.
- Не разогревать использованный пластырь повторно (например, в микроволновой печи).
- Пластырь содержит железный порошок. Избегайте его контакта с глазами.
- В случае попадания железного порошка в глаза или на кожу немедленно промыть водой и обратиться к врачу.
- В случае проглатывания порошка следует немедленно обратиться к врачу.
- Не прикреплять к другому пластырю.
- Если боль не уменьшается, необходимо проконсультироваться с врачом.
- Избегать попадания солнечных лучей на пластырь.
- Интервал между применениями пластыря на одном и том же участке должен составлять не менее 24 часов.
- При применении у пациентов 55 лет и старше согревающий пластырь Кетонал Термо® лучше прикладывать поверх нижнего белья или на рубашку из натурального хлопка, а не на кожу.
- Пластырь предназначен для взрослых.

#### **Способ применения**

Осторожно порвите пластиковую упаковку с пластырем в месте насечки. Удалите с липкой части защитную пленку и прижмите пластырь на больное место к чистой и сухой коже или белью из чистого хлопка.

#### **Правила хранения**

Вдали от прямых солнечных лучей, при комнатной температуре, в сухом и недоступном для детей месте. Не держать в холодильнике.

**Срок годности:** 3 года. Не использовать после истечения срока годности.

#### **Условия реализации:**

без рецепта врача, через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговых сетей.

#### **Производитель:**

Чжухай Гоцзя Нью Материал Ко., Лтд., 697 Вест Эйрпорт Род, Саньцзао, Чжухай Сити, Китай

#### **Владелец регистрационного удостоверения:**

Сандоз Фармасьютикалз д.д., ул. Веровскова 57, 1000 г. Любляна, Словения

#### **Претензии потребителей направлять в ЗАО «Сандоз»:**

125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3; телефон: (495) 660-75-09; факс: (495) 660-75-10.

**Рег. удостоверение:**

№ ФСЗ 2011/10019 от 20 октября 2015 года